

Dynamische Fingerstretkschiene

Wirkung


Stabilisiert den entsprechenden Finger und sorgt für eine Extension des proximalen Interphalangealgelenks.

Indikationen

- Versteifungen des PIP-Gelenks
- Knopflochdeformität
- Strecksehnendefekt

Vorteile

- kunststoffbeschichtete Drähte lassen sich einfach an die Grösse des Fingers anpassen und berücksichtigen Fluktuationen bei Ödemen
- Oberflächenkontakt
- Extension des proximalen Interphalangealgelenks
- Polster erhöhen den Tragekomfort und verteilen den Druck gleichmässig
- Federwirkung kann angepasst werden



Kurzbeschreibung

Durch die zwei Drähte auf den Seiten, erhält die Schiene ihre Stabilität. Die insgesamt drei Polster welche oben direkt auf dem PIP und unten gleich vor und nach dem PIP liegen, schützen das Gelenk und Polstern es.