

MalleoLoc - stabile Knöchelorthese

Wirkung

Sie wirkt dank stabilen seitlichen Führungen einem seitlichen Umknicken des Fusses entgegen.

Indikationen

- Verletzungen der Aussenknöchelbänder
- Rupturen der Aussenbänder
- Kapsel-Bandzerrungen
- Zur postoperativen Rehabilitation
- Bei chronischer Bandinsuffizienz

Vorteile

- stufenlos einstellbar
- korrigiert und schützt
- individuell nachformbar
- ermüdungsarm gepolstert
- einfach anzulegen

Kurzbeschreibung

MalleoLoc eignet sich zur frühfunktionellen Therapie des Sprunggelenks, zum Beispiel bei Kapselbandzerrungen und chronischer Bandinsuffizienz. Die eng am Fuss anliegende Orthese wirkt auch im Strassen- oder Sportschuh muskulär stabilisierend und verhindert ein seitliches Umknicken. Ein normales Abrollen des Fusses ist weiterhin möglich. Durch die anatomisch geformte Aussenrandfassung mit Gurten liegt Sie eng am Fuss und führt vorne seitlich am Gelenk entlang bis unter die Sohle, wobei die Ferse frei bleibt. Die Muskulatur des Sprunggelenks wird aktiv stabilisiert.

