

## Unterschenkelorthese aus Kunststoff nach Mass

### Wirkung

- Dorsalextension des Fusses durch Spannkraft der Kunststoffschiene.
- Dynamischer Gang mit stärkerer Hebelkraft

### Indikationen

- Cerebralparese
- schlaffe Lähmung
- Hemiparese
- erhöhter Tonus
- Spitzfuss
- Spastik mit starkem Abknicken

### Vorteile

- Im Schuh zu tragen.
- Schuhe können gewechselt werden.
- Leicht
- individuell anpassbar
- perfekt auf Kunde angepasst
- Farben und Muster wählbar

### Kurzbeschreibung

Die **Unterschenkelorthese aus Kunststoff** ist individuell auf die Bedürfnisse des Patienten abgestimmt. Die perfekte Anpassung einer Unterschenkelorthese erfordert viel Einsatz von Kunde und Orthopädist. Die Farbe kann vom Kunden selbst ausgewählt werden. Auf eine möglichst feine Ausführung legen wir viel Wert.

