

## Entlastungsorthese Allgöwer

### Indikationen

Die Orthese wird vor allem eingesetzt bei:

- Calcaneusfraktur (Fersenbeinbrüche)
- Charcot-Fuss (diabetisch bedingte Fussdeformität)
- Talusfraktur (Sprungbeinbrüche)
- Malleolarfraktur (Knöchelbrüche)
- Unterschenkelfrakturen

Diese Indikationen machen die Orthese zu einer wichtigen Versorgungslösung für Patienten mit schweren Frakturen oder degenerativen Erkrankungen, die eine Druckentlastung und Stabilität benötigen.



### Kurzbeschreibung

Die Allgöwer Entlastungsorthese ist eine spezielle Unterschenkelorthese mit Kondylenabstützung, die eine vollständige Entlastung der Fusssohle sowie des mittleren und distalen Unterschenkels ermöglicht. Sie dient insbesondere zur Stabilisierung und Ruhigstellung betroffener Bereiche nach Verletzungen oder Erkrankungen des Fusses und Unterschenkels.

Zur Verhinderung von Ödemen kann ergänzend ein Kompressionsstrumpf getragen werden. Zudem wird die Gegenseite durch eine Schuherhöhung ausgeglichen, um eine symmetrische Belastung sicherzustellen.