

PucciAir

Wirkung

Die mit Luft befüllbaren Körper der Handorthese reduzieren durch konstante Dehnung die Spastizität der Fingerflexoren. Der Tonus wird reduziert und Kontrakturen werden verbessert.

Indikationen

- Nicht fixierte Beugekontrakturen der Finger
- Lagerung der Hand zur Vermeidung bzw. Verminderung von Fingerbeugekontrakturen bei Hemiplegie und Schädelhirntraumen

Vorteile

- Aufblasbare Luftkammer, radial und ulnar gleich
- Lagerung des Daumens in Abduktion
- Anbiegbare Unterarmschiene



Kurzbeschreibung

Die **PucciAir** Handorthesen werden bei neurologischen Erkrankungen eingesetzt, die mit vermehrter Spastik in Hand und Fingern einhergehen. Es ist eine Orthese mit Luftkammer und Unterarmschiene. Die Fixierung der Orthese funktioniert mittels Klettbinden über das Handgelenk und den Unterarm.