

GenuTrain P3

Wirkung

Die **GenuTrain P3** wirkt schmerzlindernd bei einer Fehlstellung der Kniescheibe (Patellalateralisation), vorderem Knieschmerz (femoropatellarem Schmerzsyndrom) oder bei Schmerzen durch das Patellaspitzensyndrom.

Indikationen

- Lateralisation der Patella (Luxationstendenz)
- Gonarthrose (Kniegelenksarthrose)
- Prävention gegen (erneute) Verletzungen,
- Verschleiss hinter der Kniescheibe
- Instabilität der Kniescheibe
- Schmerzen hinter der Kniescheibe
- Gelenkbeschwerden, Kapselverletzungen

Vorteile

- sichere Führung der Kniescheibe
- lindert Knieschmerzen
- stabilisiert das Kniegelenk
- Verringerung des lateralen Zuges an der Patella, reduziert den Schmerz
- wirkt einem lateralen Abdriften der Patella entgegen

Kurzbeschreibung

Die Aktivbandage mit zwei eingearbeiteten Massagepolstern (Pelotten) und einem einstellbaren Korrekturzügel hält die Kniescheibe sicher in ihrer natürlichen, zentrierten Position. Aktiviert die Muskulatur und beschleunigt so den Heilungsprozess. Die **GenuTrain P3** ist ideal für den sportlichen Einsatz, denn vor allem Sportler leiden infolge von Verdrehungen oder auch direkten Stössen unter Knieschmerzen, insbesondere im Bereich der Kniescheibe. Die Aktivbandage verkürzt die Regenerationsphase, schützt vor Überlastungen und Folgeverletzungen und ermöglicht so eine schnellere Wiederaufnahme des Trainings. Aufgrund der besonderen Dehnbarkeit ihres Gestricks passt sie sich dem Knie optimal an und schränkt die Beweglichkeit nicht ein. Atmungsaktive Materialien und druck reduzierte Aussenränder sorgen für ein angenehmes Tragegefühl.

