



Pompa AG Hauptstrasse 2 CH-5212 Hausen/Brugg Tel. +41 56 442 57 87 Fax +41 56 442 57 62 info@pompa.ch

www.pompa.ch

Tübinger - Hüftbeugeschiene

Wirkung


Spreizung der Oberschenkel für eine position der Hüfte wie im Mutterleib. Somit kann das Hüftgelenk vollständig und ohne schaden nachreifen. Da es in der nötigen Position/C° gehalten werden kann.

Indikationen

- Hüftdysplasie bei Kindern bis zu 12 Monaten ohne Instabilität
- · Hüften des Typs IIa, IIb, IIc stabil nach Graf
- Hüftluxationen

Vorteile

- Die natürliche Körperhaltung welche erhalten bleibt sorgt für ein gutes Endresultat.
- Die Säuglinge gewöhnen sich schnell an die Schiene.
- Das Gelenk kann in ruhe vollständig nachreifen. Somit erleidet das Kind keine Folgeschäden.



Kurzbeschrieb

Die *Tübinger Hüftbeugeschiene* nach Prof. Dr. Bernau schafft die besten Voraussetzungen dafür, dass das Hüftgelenk Ihres Kindes vollständig und unproblematisch nachreift. Die günstigste Hüfteinstellung zur Nachreifung ist dabei die sogenannte «Hocksitzstellung». Es ist dieselbe Stellung, die das Kind vor der Geburt im Mutterleib eingenommen hat. Durch die Schiene werden die Hüftgelenke Ihres Babys in einem Winkel von über 90° gebeugt und leicht gespreizt.





