

Vorfußprothese

Wirkung

- Vorfußersatz zum Gehen.

Indikationen

Nach Amputationen:

- 85% PAVk (periphere Arterielle-Verschlusskrankheit)
- Trauma
- Tumor
- Diabetes, Infekt

Vorteile

- die Prothese wird nach Mass hergestellt
- perfekte Passform nach dem bestehenden Fuss
- angenehm im Tragen, da die Prothese aus hautfreundlichem Material gefertigt ist.
- Mit Silikon kann ein sehr hoher Tragekomfort erreicht werden.
- Durch Vollkontakt entsteht eine natürliche Kraftübertragung.
- Prothese kann in jedem Schuh getragen werden.
- ästhetische Kosmetik



Kurzbeschreibung

Diese **Vorfußprothese** ist für alle Mittelfußstümpfe mit guter Sprunggelenksbeweglichkeit geeignet. Sie erhält die Wadenmuskulatur und fördert die Durchblutung. Die Vorfußprothese kann mit unterschiedlichen Absatzhöhen oder sogar zum Barfußgehen verwendet werden. Diese Prothese ist auch für Diabetiker geeignet. Hier wird eine gute Zusammenarbeit mit dem Facharzt vorausgesetzt.