

Orthopädische Schuhzurichtungen

Ballenrolle


Wirkung

- unterstützt den Abrollvorgang
- entlastet den Fuss im Ballenbereich
- vermindert die Bewegung in den Zehengrundgelenken
- entlastet und schont die Zehengelenke
- Schmerzlinderung

Indikationen

Bei Fehlstellungen und Entzündungen

- Hallux valgus
- Hallux rigidus
- Spreizfuss
- Arthrose der Zehengrundgelenke



Schmetterlingsrolle


Wirkung

- entlastet die Mittelfussköpfchen II-IV durch eine Weichbettung
- unterstützt den Abrollvorgang

Indikationen

Bei Schmerzen und Entzündungen im Vorfussbereich

- schmerzhafter Spreizfuss
- entzündete Mittelfussköpfchen
- Morbus Köhler II (aseptische Knochennekrose)



Mittelfussrolle


Wirkung

- unterstützt den Abrollvorgang
- entlastet die Sprunggelenke, Wadenbeinmuskulatur und Achillessehne

Indikationen

Bei Schmerzen und Entzündungen

- diabetischer und rheumatischer Fuss
- Arthrosen im Mittelfussbereich
- Sprunggelenks-Beschwerden




Innen- und Aussenrand-erhöhung

Wirkung

- Innen- oder Aussenrand wird angehoben
- verändert die Auftrittsbelastung des oberen und unteren Sprunggelenks

Indikationen

- Achsenabweichungen der unteren Extremitäten
- Gonarthrose, X- oder O-Beine



Orthopädische Schuhzurichtungen

Sohlenversteifung


Wirkung

- die Bewegung im Fuss wird vermindert
- schont die Zehengrundgelenke
- vermindert die Bewegung in Vor- und Mittelfussgelenken
- immer in Kombination mit Ballenrolle

Indikationen

Bei Schmerzen und Entzündungen

- Hallux rigidus
- Zehenverlust
- Vorfussamputation
- rheumatischer Fuss/ Polyarthritits
- Fussarthrosen/ knöcherne Versteifung im Fuss



Schuherrhöhung

Wirkung

- Ausgleich von Beinverkürzungen

Indikationen

Bei Beinlängendifferenz

- absolute
- funktionelle oder
- subjektive Beinlängendifferenz



Pufferabsatz

Wirkung

- dämpft den Belastungsstoss bei Fersenauftritt
- erleichtert den Abrollvorgang während der Fersenauftrittsphase

Indikationen

Bei Schmerzen

- Knie- Hüftarthrose
- Fersensporen
- Schmerzen im oberen Sprunggelenk
- Fersenschmerzen beim Auftreten



Abrollabsatz

Wirkung

- schont die Sprunggelenke beim Aufsetzen der Ferse
- erleichtert den Abrollvorgang während der Fersenauftrittsphase

Indikationen

- Bewegungsschmerzen im Sprunggelenk
- Fersenschmerzen beim Auftreten

