

Volare Lagerungsschiene

Wirkung


- Dient der Ruhigstellung und Lagerung des Handgelenks in Funktionsstellung

Indikationen

- akute und chronische Reizzustände im Handgelenk
- Karpaltunnelsyndrom (CTS)
- posttraumatische und postoperative Zustände
- partielle Lähmungserscheinungen

Vorteile

- Handteller für die bequeme und anatomische Lagerung
- anklettbare Pelotte
- besteht aus hautfreundlichem, weichem Velourmaterial
- hat zirkulär klettbare Gurte für einfache Einstellbarkeit
- geringes Gewicht



Kurzbeschreibung

Die **volare Lagerungsschiene** stellt das Handgelenk in Funktionsstellung weitgehend ruhig. Eine Verstärkungseinlage aus flexiblem Kunststoff und eine volare, Y-förmige, anatomisch vorgeformte Metallschiene dient als stabilisierendes Element und stützt gleichzeitig das Handgelenk. Kleine Spangen an den Enden der Y-Schiene fassen den medialen und lateralen Rand der Handfläche ein, so dass die Beweglichkeit der Hand in beiden bewegungsebenen deutlich eingeschränkt wird.